


 <p>Secretaria de Saúde</p>	<p align="center">Instituto de Infectologia Emílio Ribas</p> <p align="center">Exame de Eletroencefalograma (Em Vigília)</p>	<p>Código</p> <p>POP – DADT -009</p>	<p>Página</p> <p>1 de 6</p>	
--	---	--	------------------------------------	---

1 HISTÓRICO DAS REVISÕES

DATA	Nº REVISÃO	ALTERAÇÃO
13/10/2016	01	Elaboração do Documento
05/06/2020	02	Revisão

Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020

 <p>SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO</p> <p> Secretaria de Saúde</p>	<p>Instituto de Infectologia Emilio Ribas</p> <p>Exame de Eletroencefalograma (Em Vigília)</p>	<p>Código</p> <p>POP – DADT -009</p>	<p>Página</p> <p>2 de 6</p>	 <p>ER Instituto de Infectologia EMÍLIO RIBAS</p>
---	--	--	-----------------------------	--

2 OBJETIVO

Este documento tem como objetivo a realização adequada do exame na Investigação diagnóstica com suspeita de doença cerebral, de patologia que acometa diretamente o cérebro ou que tenha repercussão encefálica.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Ambulatório

P S

Unidade Internação

UTI

4 DEFINIÇÃO

EEG - Eletroencefalograma

P S – Pronto Socorro

SAE – Sistematização da Assistência de enfermagem

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

WinMap – Sistema Operacional de Exames Radiológicos

5 RESPONSABILIDADE

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem



Auxiliares de Enfermagem

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Material:

- Álcool
- Aparelho de Eletroencefalografia
- Eletrodos

Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020

 <p>SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO</p> <p> Secretaria de Saúde</p>	<p>Instituto de Infectologia Emilio Ribas</p> <p>Exame de Eletroencefalograma (Em Vigília)</p>	<p>Código</p> <p>POP – DADT -009</p>	<p>Página</p> <p>3 de 6</p>	 <p>ER Instituto de Infectologia EMÍLIO RIBAS</p>
---	---	--	------------------------------------	--

- Gazes não estéreis
- Lençol descartável
- Livro de registro
- Luva não estéril
- Pasta condutora

Procedimento:



O Enfermeiro, Técnico e o Auxiliar de Enfermagem são responsáveis pelo processo.

- Chamar o paciente, receber o pedido médico devidamente preenchido e assinado, registrar no livro de exames;
- Verificar se o paciente está preparado para o exame (alimentado, cabeça limpa e seca livre de cremes e gel);
- Auxiliar o paciente a subir na maca;
- Posicionar o paciente em decúbito dorsal com os braços alinhados ao corpo (anexo 1);
- Separar e dividir os cabelos do paciente;
- Colocar os eletrodos conectados aos cabos do EEG no paciente para registro durante o exame;
- Registrar o exame no sistema WinMap;
- Apagar as luzes durante o exame para garantir o relaxamento necessário;
- Realizar a gravação do exame no computador;
- Realizar limpeza do couro cabeludo após o exame;
- Auxiliar o paciente a descer da maca;
- Orientar o paciente quando deverá ser retirado o laudo no setor de “retirada de Exames” próximo à portaria.

Atenção - manter a porta fechada durante o exame

- O profissional da equipe de Enfermagem não se ausentar da sala em

Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020

 Secretaria de Saúde	Instituto de Infectologia Emilio Ribas Exame de Eletroencefalograma (Em Vigília)	Código POP – DADT -009	Página 4 de 6	
--	---	---	-----------------------------	---

hipótese alguma.

- Duração do exame – média de 30 minutos

7 BIOSSEGURANÇA

- Utilização de EPI de acordo com as normas de Controle de Infecção Hospitalar;
- Descarte adequado de material, de acordo com a natureza do mesmo, também obedecendo as Normas de Segurança determinadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

8 REGISTRO

- Nos pacientes internados, o procedimento deverá ser registrado em livro próprio do setor e no impresso de SAE através de etiqueta própria do setor de EEG pelo profissional responsável (Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem).
- Nos pacientes ambulatoriais o registro será realizado somente no livro próprio do setor.



9 REFERÊNCIAS

Não se aplica.

10 ANEXOS



Anexo 1 - Posicionamento no Exame

Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020

 <p>SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO</p> <p> Secretaria de Saúde</p>	<p>Instituto de Infectologia Emilio Ribas</p> <p>Exame de Eletroencefalograma (Em Vigília)</p>	<p>Código</p> <p>POP – DADT -009</p>	<p>Página</p> <p>5 de 6</p>	
--	---	--	------------------------------------	---

Anexo 1 - Posicionamento no Exame

Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020

 <p>SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO</p> <p> Secretaria de Saúde</p>	<p>Instituto de Infectologia Emilio Ribas</p> <p>Exame de Eletroencefalograma (Em Vigília)</p>	<p>Código</p> <p>POP – DADT -009</p>	<p>Página</p> <p>6 de 6</p>	 <p>ER Instituto de Infectologia EMÍLIO RIBAS</p>
---	--	--	-----------------------------	--



Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020