

Fluxograma de Manejo do Volume Residual Gástrico (VRG)

Apresentação de distensão abdominal associada a vômitos

Verificar VRG

VRG < 200 ml

- Manter dieta e reintroduzir o resíduo gástrico

VRG entre 200 e 500ml

- Reintroduzir resíduo gástrico
- Iniciar procinético
- Infundir a dieta após 1 h

Verificar VRG após 6hs

VRG < 200 ml

Manter dieta e reintroduzir o resíduo gástrico

VRG entre 200 e 500ml

- Avaliar associação de procinéticos
- Infundir 50% da dieta
- Reintroduzir o resíduo gástrico

VRG > 500 ml

- Introduzir SNE pós pilórica via EDA
- Reintroduzir resíduo gástrico
- Iniciar procinético
- Suspender dieta por 6hs
- Reavaliar VRG

VRG > 500 ml

- Sonda aberta por 6hs
- Reavaliar VRG

Avaliar necessidade de NPP